

Serviceinformation

Temperaturgeführte Transporte

Wir führen regelmässig temperaturgeführte Transporte im pharmazeutischen / medizinischen Bereich durch:

- Zeitkritische Aufgabenstellung
- Good Distribution Practice (GDP)
- Sensible Ware
- AMG i.V. mit AMWHV
- Kühlaufzeichnung und -doku
- Bis -86°C Kühlleistung



Zur Durchführung eines temperaturgeführten Transports können wir zusätzlich oder in Ergänzung folgendes Spezial-Equipment zur Verfügung stellen:

Mobiler Freezer

Thermo HFU 586 Top

Gewicht: 313 kg

Volumen: 510 Liter

Kühlvarianten: Strom bzw. Kohlenstoffdioxid

Mobiles Stromaggregat

Mitsubishi T 11.5 K Version IV

Gewicht: 585 kg

Leistung: 11,5 kVA

Anschlüsse: 230V / 400V

